

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7146-Kesmas/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 1 dari 2
		Disahkan Oleh : <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001</p>
DESINFEKSI RUANGAN		
TUJUAN	1. Untuk melakukan desinfeksi ruang Fasyankes 2. untuk menimalisir terjadinya kontaminasi	
RUANG LINGKUP	Desinfeksi ruang-ruang di Fasyankes/tempat Isolasi terutama di tempat-tempat yang berisiko seperti: - Ruang perawatan pasien - Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Ruang ganti Alat Pelindung Diri (APD) - Ruang tenaga medis (nurse station) - Ruang lainnya termasuk selasar (ruang antara)	
DEFINISI	a. Desinfeksi adalah proses membunuh kuman/mikroba (bakteri, jamur, virus) yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis) seperti pakaian, lantai, dinding, logam. b. Desinfektan adalah bahan yang dapat digunakan untuk membunuh kuman/mikroba yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis) seperti pakaian, lantai, dinding, logam.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Petugas Kesehatan Lingkungan	
ALUR	 <pre> graph TD A[Siapkan APD] --> B{Lokasi terpajan Covid-19} B -- Tidak --> C[APD Standar] B -- Ya --> D[APD Cover All] C --> E[Bersihkan permukaan kotor dengan detergen/air] D --> E E --> F[Semprotkan cairan disinfektan secara langsung pada permukaan benda kemudian lap dengan kain microfiber] F --> G[Semprotkan cairan disinfektan secara langsung dengan jarak 20cm pada permukaan lantai dan dinding diamkan 10 menit kemudian lakukan pengelapan secara zigzag atau memutar dari tengah keluar dengan kain microfiber] G --> H[Lepaskan APD setelah selesai pelaksanaan disinfeksi] H --> I[Cuci tangan dengan sabun lanjutkan dengan mandi dan keramas] </pre>	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7146-Kesmas/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 2 dari 2
		DESINFEKSI RUANGAN
PROSEDUR	<p>Alat dan Bahan</p> <p>a. Cairan desinfektan 1.000 ml:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 ml Lysol - 6 ml H2O2 50% - 20 ml bibit pewangi - Air 1 liter <p>b. Alat penyemprot (otomatis/manual)</p> <p>Prosedur Penanganan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan Alat Pelindung Diri (APD) sudah digunakan dengan benar. b. Pastikan ruangan dalam keadaan kosong. c. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jalan masuk petugas penyemprotan desinfeksi. d. Lakukan penyemprotan secara rata dan menyebar ke seluruh ruangan. e. Pastikan semua sudut-sudut ruangan sudah di semprot dengan rata. <ol style="list-style-type: none"> b. Biarkan ruangan yang disemprot selama minimal 30 menit dalam kondisi tertutup. c. Ruangan siap digunakan. 	