
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7043-Kesmas/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 1
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PEMERIKSAAN CEPAT (<i>RAPID TEST</i>) COVID-19		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Penggunaan <i>Rapid Test</i> COVID-19 di layanan kesehatan untuk keperluan epidemiologi dan bukan untuk diagnostik 2. Skrining populasi spesifik dan situasi khusus	
RUANG LINGKUP	Populasi Spesifik	
DEFINISI	1. Pemeriksaan <i>Rapid Test</i> Antibodi SARS-COV-2 (COVID-19) adalah pemeriksaan antibodi IgM & IgG terhadap SARS-COV-2. 2. Populasi spesifik adalah populasi di lapas, pesantren, asrama, panti rehabilitasi, panti jompo, dan kelompok rentan.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Petugas Kesehatan Puskesmas/Rumah Sakit/Instansi	
ALUR	 <pre> graph TD A[Petugas Puskesmas menghubungi populasi spesifik (klien)] --> B[Petugas Puskesmas memberikan penjelasan pada populasi spesifik (Klien) untuk mendapatkan prosedur pemeriksaan Rapid] B --> C[Petugas melakukan Rapid test dan melakukan pencatatan] C --> D[Petugas menyampaikan hasil informasi hasil Rapid test] D --> E{ILI} E -- Non-Reaktif --> F[Klien di edukasi untuk memenuhi protokol kesehatan] E -- Reaktif --> G[Petugas menjadwalkan rujukan untuk pemeriksaan RT – PCR, klien di edukasi untuk isolasi mandiri] </pre>	
PROSEDUR	Skrining Populasi Spesifik dan Situasi Khusus : 1) Petugas Kesehatan Puskesmas menghubungi populasi spesifik 2) Petugas memberikan penjelasan pada klien tentang prosedur pemeriksaan <i>Rapid Test</i> dan melakukan komunikasi risiko dan <i>informed consent</i> ; 3) Petugas melakukan pemeriksaan <i>Rapid Test</i> dan melakukan pencatatan; 4) Petugas menyampaikan hasil Rapid Test pada klien a. Bila Non Reaktif, klien diedukasi untuk mematuhi protokol kesehatan b. Bila Reaktif, petugas menjadwalkan rujukan untuk pemeriksaan RT-PCR, klien diedukasi untuk isolasi mandiri	