

PROSEDUR PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) CABANG

No.	Kegiatan	Pemohon	PELAKSANA									MUTU BAKU											
			Verivkator dan Periadwalian	Tim Teknis OPD	Kepala Dinas OPD Teknis	Kasi DPMPTSP	Kabid DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Petugas Cetak	Petugas Arsip	Persyaratan/ Kelengkapan	WAKTU	Output										
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data pemohon termasuk upload semua persyaratan di perizinanonline.tangerangkota.go.id																						
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas oleh verivkator																						
3	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dalam rangka penertiban kajian teknis/rekomendasi																						
4																							
5	Melakukan verifikasi hasil kajian teknis/rekomendasi, input data sebagai draft SK Izin dan melakukan QR Code Penetapan Izin oleh Kasi DPMPTSP																						
6	QR Code Persetujuan Izin oleh Kabid DPMPTSP																						
7	QR Code Penandatanganan Izin oleh Kepala DPMPTSP																						
8	Input Nomor SK Izin dan Cetak SK Izin																						
9	Scan SK Izin lengkap dan diarsipkan																						
10	Dikirim lewat pos																						
																					Jumlah hari pelayanan	14 hari kerja	SK Izin